

APLICACIONES

Instrumento utilizado para el control del peso y talla. Puede ser utilizado en todos los servicios.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Escala de medición tipo brazo con pesas corredizas.
- Plataforma sólida y estable, con cubierta de plástico antideslizante fácilmente extraíble para realizar una buena limpieza.
- Construida en acero recubierto con pintura electrostática
- Lectura de peso por ambos lados del equipo.
- Mecanismo para puesta a cero.
- Tallímetro telescópico para fácil lectura en centímetros.
- Lectura del peso en kilogramos.

DATOS TÉCNICOS

- Parámetros de medición:
 - Peso: 0 - 180Kg
 - opción de 220Kg con contrapeso.
 - Talla: 60 - 200cm.
 - Precisión: 50gr.
- Tamaño de plataforma: 27cm ancho x 37cm profundidad.
- Altura: 150cm.
- Peso: 17Kg.
- Certificado: ISO 9001:2000

ACCESORIOS ESTANDAR

- Tallímetro.
- Contrapeso para 220Kg