

BALANZAS MECÁNICAS



CALIDAD AMERICANA


Las balanzas mecánicas a nivel de la vista mundialmente reconocidas Detecto se caracterizan por poseer una columna moldeada de doble lectura la cual puede ser leída a cada lado de la balanza. La capacidad puede incrementarse a 500 lb / 220 kg utilizando un contrapeso, también disponible a pedido (ver página 5) La balanza tiene una altura de 59 pulg / 150 cm.

MODELO	CAPACIDAD	TALLIMETRO	RUEDAS	SOPORTE
439	400 lb x 4 oz	•		
2391	180 kg x 100 g	•		
437	400 lb x 4 oz			
2371	180 kg x 100 g			
438	400 lb x 4 oz	•	•	
2381	180 kg x 100 g	•	•	
448	400 lb x 4 oz	•	•	•
449	400 lb x 4 oz	•		•
2491	180 kg x 100 g	•		•
339	400 lb x 4 oz / 175 kg x 100 g	•		
337	400 lb x 4 oz / 175 kg x 100 g			
338	400 lb x 4 oz / 175 kg x 100 g	•	•	
349	400 lb x 4 oz / 175 kg x 100 g	•		•

Detecto
439

- Construcción de acero durable, de larga duración
- Acabado de pintura en polvo electrostática para una óptima calidad
- Médidas de tallímetro de 30-78 pulg. /76 - 200cm
- Plataforma fuertemente sólida y estable para seguridad del paciente
- Plataforma con cubierta removible de 10.5 x 14.5 pulg./ 27 x37 cm.





**CAPACIDAD
AUMENTADA A
400 LB /
180 KG**

**Detecto Le Ofrece Más
Capacidad De Pesaje Por
Su Dinero**



BÁSCULAS DE
**ACERO
INOXIDABLE**
CUIDADO DE LA SALUD

Básculas para el Cuidado de la Salud MECÁNICAS de Acero Inoxidable a Nivel del Ojo
Disfrute la elegancia clásica del bello acero inoxidable en su báscula mecánica de viga Detecto. La cubierta de la plataforma que se levanta fácilmente y su funda protectora en acero inoxidable hacen de la limpieza una tarea sencilla. El daño por agua por trapeado y por niveles altos de humedad en áreas próximas a albercas es cosa del pasado con las básculas para el cuidado de la salud Detecto anti-oxidantes de acero inoxidable. El atractivo acero inoxidable combina perfecto en la decoración moderna.

MODELO	CAPACIDAD		TALLIMETRO 30 - 78 in 76 - 198 cm	PESO DE ENVÍO	HIBCC UPN
	400 lb x 4 oz	180 kg x 100 g			
439S	•		•	38 lb/17.2 kg	+H925439S0W
2391S		•	•	37 lb/16.7 kg	+H9252391S0V
437S	•			35 lb/15.8 kg	+H925437S0U
2371S		•		35 lb/15.8 kg	+H9252371S0T
339S	•	•	•	38 lb/17.2 kg	+H925339S0V
337S	•	•		35 lb/15.8 kg	+H925337S0T

Tamaño de la Plataforma: 10.5" Ancho x 14.5" P/27 cm A x 37 cm P
Altura de la Báscula: 59"/150 cm



Básculas para el Cuidado de la Salud DIGITALES de Acero Inoxidable a la Cintura

Con un diseño ultra moderno, las básculas para el Cuidado de la Salud Digitales de acero inoxidable ofrecen un terminado extra resistente que soporta el daño por agua del trapeado alrededor de la base y los altos niveles de humedad en áreas como vestidores. Disfrute el poder del pesaje digital con la comodidad de las lecturas de peso "sencillas".

MODELO	CAPACIDAD		TALLIMETRO 30 - 78 in 76 - 198 cm	PESO DE ENVÍO	HIBCC UPN
	400 lb x 0.2 lb / 180 kg x 0.1 kg				
8430S	•	•		34 lb/15.4 kg	+H9258430S0V
8437S	•			31 lb/14 kg	+H9258437S0

Tamaño de la Plataforma: 10.5" Ancho x 14.5" P/27 cm A x 37 cm P
Altura de la Báscula: 37.5"/95 cm



758C Vea las páginas 8 y 9 sobre funciones adicionales de la pantalla

BÁSCULAS DE
**ACERO
INOXIDABLE**
CUIDADO DE LA SALUD



USA-MADE PHYSICAN SCALES



TALLÍMETRO:

de 30 plg. a 78 plg / 76 cm - 200 cm con graduaciones auxiliares de 76 a 60 cm y incrementos de 1/4 plg. y 1mm



HECHO EN USA

*Balanza Digital
de pie
Modelo 6129KGM
Detecto*

*Balanza Mecánica
de pie
Modelo 2392
Detecto*



BALANZAS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD CON TALLÍMETRO



- Nivel de la Vista
- Viga Fundida
- Base resistente
- Hecha de acero
- Pesa hasta 220 kg con la pesa incluida
- Consagrada por su Tradición



- Nivel de la Cintura
- Velocidad Digital
- Cálculo de IMC
- Hecha de acero
- Pesa hasta 225 kg
- AC o Batería
- Pack de Batería Simple
- Pantalla Grande

MODELO	CAPACIDAD	PESO DE EMBARQUE
2392	220 kg x 50 g	17 kg

Plataforma: 27 cm Ancho x 37.5 cm Prof.
 Altura: 1.5 m

TALLÍMETRO:

de 38 plg a 78 plg. /76 cm- 200cm con graduaciones auxiliares de 76 a 60 cm y incrementos de 1/4 plg. y 1 mm

MODELO	CAPACIDAD	PESO DE EMBARQUE
6129KGM	250 kg x 0.1 kg	15 kg

Plataforma: 27 cm Ancho x 37.5 cm Prof.
 Pantalla: LCD grande de 19mm seis dígitos, siete segmentos,
 Energía: 6 Baterías tamaño "AA" Alcalinas, NiMH o NiMH (no incluidas) O un adaptador de pared con certificación UL/CSA opcional de 100 a 240 50/60Hz VAC 12 VDC 1A (no incluido)

Detecto Scale se reserva el derecho de mejorar, aumentar o modificar las características y especificaciones sin previo aviso



203 E. Daugherty, Webb City, MO 64870 USA
 Pb: 417-673-4631 or 1-800-641-2008 Fax: 417-673-5001
 www.Detecto.com

Vendido por: